


# CareLink™ PRO

LOGICIEL DE PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE




Guide d'interprétation des rapports


## À propos de ce guide

Ce guide décrit chacun des rapports CareLink™ Pro, ainsi que ses composants. Les données utilisées pour générer les exemples de rapports contenus dans ce guide concernent un patient fictif, Ethan Drake.


**REMARQUE :** Ce guide contient des exemples d'écrans. Les écrans réels de l'application logicielle peuvent légèrement différer.



**p.2 Le rapport Vue d'ensemble** résume les données de glycémie, de glucides et d'insuline pour une période donnée. Il affiche une vue d'ensemble du contrôle glycémique d'un patient (jour, nuit et repas), ainsi que des données statistiques globales.




**p.6 Le rapport Utilisation pompe** présente les données associées au comportement d'un patient pour une période donnée. Il permet d'examiner comment un patient utilise sa pompe.



**p.8 Le rapport Carnet** présente les données de glucose / glycémie, de glucides et d'insuline pour chaque heure d'une période donnée. Il fournit un carnet quotidien des événements enregistrés heure par heure, ainsi que les moyennes et les totaux quotidiens.



**p.11 Le rapport Capteur** présente les données de glucose (capteur), de glycémie (lecteur), de glucides et d'insuline. Il permet d'examiner le contrôle glycémique du patient (sur une période donnée, de nuit et pendant les plages horaires de repas), la mesure en continu du glucose et les données statistiques.



**p.16 Le rapport Instantané réglages pompe** montre les réglages de la pompe à insuline d'un patient au moment d'une transmission de données sélectionnée. Il est utilisé pour interpréter d'autres rapports, ou simplement pour documenter les réglages de la pompe à insuline du patient.



**p.18 Le rapport Détail journalier** présente les données de glycémie, de glucides et d'insuline pour un jour donné. Il fournit le détail du contrôle glycémique d'un patient et les données statistiques globales.

# Rapport Vue d'ensemble



Rapport Vue d'ensemble (1 de 1)  
16/09/2007 - 28/09/2007


Drake, Ethan  
0

Créé : 03/07/2007 08:23:34


Page 1 de 1

Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)


## Glycémie : Résultats et moyennes/jour (mg/dl)



## Glycémie : superpos. journée type - Résult. et moyen. (mg/dl)



## Glycémie : superpos. repas - du coucher au lever - Résult. et moyen. (mg/dl)



— Mesure glyc. ● Mesure glyc. ▲ Hors diagram. ◆ Moyenne dans plage d'obj. ◆ Moyenne hors plage d'obj. ★ Données capteur existantes ● Jour partiel

## Statistiques

16/09 - 28/09

<b>Glyc. moy. (mg/dl)</b>	<b>152 ± 56</b>	
<b>Nb glyc.</b>	67	5,3/jour
<b>Mesures sup. à obj.</b>	38	3,1/jour
<b>Mesures inf. à obj.</b>	4	0,3/jour
<b>Ins. quot. totale moy. (U)</b>	35,9 ± 6,1	
<b>Basal quot. moy. (U)</b>	18,4	51%
<b>Bolus quot. moy. (U)</b>	17,5	49%
<b>Nb total bolus</b>	46	3,6/jour
<b>Nb Bolus manuels</b>	2	0,2/jour
<b>Évnmts ass. Bolus Wizard</b>	44	3,4/jour
<b>Avec repas</b>	44	3,4/jour
<b>Avec corrections</b>	12	1,0/jour
<b>Annul. ass. Bolus Wizard</b>	5	0,4/jour
<b>Glucides quot. moy. (g)</b>	320 ± 93	
<b>Moy. gluc/ins bolus (g/U)</b>	18	
<b>Évnmts retour piston</b>	1	
<b>Amorces</b>	4	5,4U

## Rapport Vue d'ensemble


Le rapport Vue d'ensemble présente les données de pompe à insuline et de lecteur(s) de glycémie d'un patient et met en évidence les zones d'intérêt à réexaminer ultérieurement. Il peut s'étendre sur plusieurs pages. Chaque page couvre deux semaines de données, et est divisée en quatre zones décrites ci-dessous.

Les informations contenues dans le tableau Statistiques de ce rapport, combinées avec les graphiques, permettent de comparer les résultats du patient à travers les différentes périodes rapportées et de détecter des plages du traitement qui requièrent un réexamen ultérieur.

Symbole	Signification
— ou ●	Mesure glycémique : valeurs de glycémie fournies par la pompe ou le lecteur.
▼▲	Hors diagramme : valeurs de glycémie >400mg/dl ou <40mg/dl.
◆	Moyenne dans la plage d'objectifs : la moyenne de toutes les valeurs de glycémie est située dans la plage d'objectifs du patient.
◇	Moyenne hors plage d'objectifs : la moyenne de toutes les valeurs de glycémie est inférieure ou supérieure à la plage d'objectifs du patient.
★	Données capteur existantes : des données de glucose fournies par le capteur sont disponibles pour cette période.
●	Jour partiel : les données de la pompe sont discontinues et incomplètes sur 24 heures. Les données de ce jour sont prises en compte dans les graphiques et les totaux, mais ne le sont pas dans les moyennes quotidiennes ni les écarts types.


## Glycémie : Résultats et moyennes/jour

Ce graphique permet d'examiner les données de glucides, d'insuline et de glycémie de chaque jour. Les trois lignes supérieures du graphique indiquent les totaux de glucides (tels qu'enregistrés par l'assistant Bolus Wizard<sup>®</sup>), d'unités d'insuline injectées et de mesures de glycémie effectuées. Les glycémies sont représentées par des points en dessous de ces lignes.



## Glycémie : superpos. journée type - Résult. et moyen.

Ce graphique affiche heure par heure toutes les valeurs de glycémie enregistrées pendant la période de rapport. Les données superposées permettent d'identifier d'éventuelles tendances répétitives dans les glycémies. La ligne supérieure du graphique indique le nombre de mesures glycémiques effectuées en une heure. Les données de glycémie sont représentées par des points en dessous de cette ligne.



## Statistiques

Le tableau Statistiques affiche les mesures décrites ci-dessous. Si la période de rapport est supérieure à deux semaines, le tableau différencie les données des deux premières semaines et les données de la période de rapport entière.

### Définitions

**Glyc. moy.** : moyenne de toutes les valeurs de glycémie et écart type.

**Nb glyc.** : nombre de mesures glycémiques (total et moyenne par jour).

**Mesures sup. à obj.** : nombre de mesures glycémiques supérieures à l'objectif (total et moyenne par jour).

**Mesures inf. à obj.** : nombre de mesures glycémiques inférieures à l'objectif (total et moyenne par jour).

**Ins. quot. totale moy.** : moyenne de l'insuline totale (basale + bolus ) et écart type.

**Basal. quot. moy.** : moyenne de l'insuline basale quotidienne (nb d'unités et pourcentage du total).

**Bolus quot. moy.** : moyenne de l'insuline quotidienne par bolus (nb d'unités et pourcentage du total).

**Nb total bolus** : nombre de bolus enregistrés (total et moyenne par jour).

**Nb bolus manuels** : nombre de bolus enregistrés non programmés avec l'assistant Bolus Wizard (total et moyenne par jour).

**Événements ass. Bolus Wizard** : nombre de bolus enregistrés programmés avec l'assistant Bolus Wizard (total et moyenne par jour).

**Avec repas** : nombre de bolus enregistrés programmés avec l'assistant Bolus Wizard contenant un composant repas (total et moyenne par jour).

**Avec corrections** : nombre de bolus programmés par l'assistant Bolus Wizard contenant un composant correctif (total et moyenne par jour).

**Annul. ass. Bolus Wizard** : nombre d'annulations, par le patient, du bolus calculé par l'assistant Wizard (total et moyenne par jour).

**Glucides quot. moy.** : moyenne des apports de glucides quotidiens et écart type.

**Ins. bolus / Glucides** : moyenne des apports de glucides par unité d'insuline bolus injectée.

**Événements retour piston** : nombre de retours de piston de la pompe à insuline (correspondant généralement aux changements de réservoir, mais aussi aux résolutions d'occlusion)

**Amorces** : nombre d'amorces réalisées (nombre total d'amorces et total d'insuline utilisée pour tous les amorçages).

**REMARQUE** : Les moyennes quotidiennes et les écarts types reflètent uniquement les journées contenant 24 heures de données complètes et continues de la pompe. Les jours de données partielles (en raison d'un possible changement d'heure) seront exclus de ces calculs, mais seront pris en compte dans les graphiques et les totaux.

15/06 - 28/06

Glyc. moy. (mg/dl)	151 ± 54			moyenne et écart type
Nb glyc.	72	5,7/moy		total
Mesures sup. à obj.	43	3,5/moy		nombre par jour
Mesures inf. à obj.	7	0,6/moy		
Ins. quot. totale moy. (U)	36,4 ± 5,4			
Basal quot. moy. (U)	17,6	48%		
Bolus quot. moy. (U)	18,8	52%		pourcentage
Nb total bolus	45	3,5/moy		
Nb Bolus manuels	2	0,2/moy		
Évntmts ass. Bolus Wizard	43	3,3/moy		
Avec repas	43	3,3/moy		
Avec corrections	19	1,6/moy		
Annul. ass. Bolus Wizard	12	1,0/moy		
Glucides quot. moy. (g)	337 ± 99			
Moy. gluc/ins bolus (g/U)	18			
Évntmts retour piston	1			
Amorces	3	4,5U		

**REMARQUE** : Si l'assistant Bolus Wizard a été utilisé, mais que le bolus résultant a été annulé avant l'injection de l'insuline, ce tableau indiquera l'événement Bolus Wizard (p. ex. Glyc., Glucid.) mais n'indiquera pas de bolus.

## Glycémie : superpos. repas - du coucher au lever - Résult. et moyen.


### Du coucher au lever

Ce graphique affiche la dernière valeur de glycémie enregistrée pendant la plage horaire du coucher et la première valeur de glycémie enregistrée pendant la plage horaire du lever, pour chaque jour de la période de rapport. Les repères de glycémie au coucher sont reliés par une ligne pointillée aux repères correspondants du lever.

### Périodes de repas

Ces graphiques combinent les valeurs de glycémie préprandiales et postprandiales, pour chaque jour de la période de rapport. Les valeurs de glycémies présentes dans ces graphiques sont associées à un bolus de repas.

Pour chaque période de repas, la dernière mesure glycémique prise avant un repas est indiquée à gauche, et celles prises après un repas sont indiquées à droite. Les valeurs de glycémie pré- et postprandiales d'un même repas sont reliées par une ligne pointillée.



# Rapport Utilisation pompe



Rapport Utilisation pompe (1 de 1) Drake, Ethan  
16/09/2007 - 28/09/2007 0

Créé : 03/07/2007 08:23:17 Page 1 de 1  
Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

	Mesures glucose		Évnmts bolus					Évnmts amorçage			Durée arrêt temp. (h:mm)
	Nb glyc.	Durée capteur (h:mm)	Nb Bolus manuels	Évnmts ass. Bolus Wizard	Avec repas	Avec correction	Annul. ass. Bolus Wizard	Retour piston	Amorces	Volume amorce (U)	
● dimanche 16/09/2007	4			3	3			1	1	3,1	
lundi 17/09/2007	7	19:15		3	3						0:11
mardi 18/09/2007	5	24:00		3	3	1			1	0,5	0:15
mercredi 19/09/2007	8	24:00		5	5	3	1				
jeudi 20/09/2007	5	24:00		3	3	2					
vendredi 21/09/2007	7	24:00		5	5	3	2				0:15
samedi 22/09/2007	3			3	3				1	0,9	
dimanche 23/09/2007	4			4	4						0:30
lundi 24/09/2007	7		1	3	3						0:05
mardi 25/09/2007	6		1	3	3						0:05
mercredi 26/09/2007	5			3	3	1			1	0,9	
jeudi 27/09/2007	3			3	3	1	1				
vendredi 28/09/2007	3			3	3	1	1				
Résumé	5,3/jour	115:15	0,2/jour	3,4/jour	3,4/jour	1,0/jour	0,4/jour	1	0,3/jour	0,2U/jour	1:21

● Jour partiel

Remarque : Jours partiels non inclus dans moyennes du Résumé. Les jours partiels sont les jours avec un changement d'heure.



## Rapport Utilisation pompe

Le rapport Utilisation pompe présente les données de pompe à insuline, de lecteur(s) de glycémie et de capteur de glucose (si utilisé) d'un patient. Il peut fournir une vue approchée du comportement d'un patient dans la prise en charge de sa glycémie, à travers un récapitulatif des données sur 2 semaines. Les différentes sections du tableau sont décrites ci-dessous.

### Colonne Date

Le symbole du *Jour partiel* peut apparaître dans cette colonne pour indiquer que les données d'un certain jour ne sont pas complètes. Des données partielles peuvent être dues à un changement d'heure de la pompe ce jour-là.

### Mesures glucose

La section Mesures glucose se compose de deux colonnes contenant respectivement le nombre de mesures glycémiques et les durées d'utilisation du capteur de glucose.

### Événements de bolus

La section Évnmnts de bolus consiste en 5 colonnes contenant les totaux suivants : (1) Nb Bolus manuels, (2) Événements de l'assistant Bolus Wizard, (3) Bolus de l'assistant Bolus Wizard avec un composant de repas, (4) Bolus de l'assistant Bolus Wizard avec un composant de correction et (5) Annulations de l'assistant Bolus Wizard.

### Événements d'amorçage

La section Évnmnts d'amorçage se compose de trois colonnes contenant respectivement le nombre de retours du piston de la pompe à insuline, le nombre d'amorces de la canule ou du cathéter et la quantité d'insuline des amorces.

### Durée d'arrêt temporaire

La dernière colonne indique la durée totale, en heure et en minutes, pendant laquelle la pompe a été temporairement arrêtée.

## Ligne Résumé

Les totaux ou les moyennes quotidiennes sont indiquées au bas de chaque colonne.

Symbole	Signification
●	Jour partiel : les données de la pompe sont discontinues et incomplètes sur 24 heures. Les données de ce jour sont prises en compte dans les graphiques et les totaux, mais ne le sont pas dans les moyennes quotidiennes ni les écarts types.

### jour partiel de données

Rapport Utilisation pompe (1 de 1) Drake, Ethan  
16/09/2007 - 28/09/2007  
Créé - 03/07/2007 08:23:17 Page 1 de 1  
Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E. Drake)

	Mesures glucose		Évnmnts bolus					Évnmnts amorçage			Durée arrêt temp. (h:mm)
	Nb glyc.	Durée capteur (h:mm)	Nb Bolus manuels	Évnmnts ass. Bolus Wizard	Avec repas	Avec correction	Annul. ass. Bolus Wizard	Retour piston	Amorces	Volume amorce (U)	
● dimanche 16/09/2007	4			3	3			1	1	3,1	
lundi 17/09/2007	7	19:15		3	3						0:11
mardi 18/09/2007	5	24:00		3	3	1			1	0,5	0:15
mercredi 19/09/2007	8	24:00		5	5	3	1				
jeudi 20/09/2007	5	24:00		3	3	2					
vendredi 21/09/2007	7	24:00		5	5	3	2				0:15
samedi 22/09/2007	3			3	3				1	0,9	
dimanche 23/09/2007	4			4	4						0:30
lundi 24/09/2007	7		1	3	3						0:05
mardi 25/09/2007	6		1	3	3						0:05
mercredi 26/09/2007	5			3	3	1			1	0,9	
jeudi 27/09/2007	3			3	3	1	1				
vendredi 28/09/2007	3			3	3	1	1				
Résumé	5,3/jour	115:15	0,2/jour	3,4/jour	3,4/jour	1,0/jour	0,4/jour	1	0,3/jour	0,2U/jour	1:21

● Jour partiel

Remarque : Jours partiels non inclus dans moyennes du Résumé. Les jours partiels sont les jours avec un changement d'heure.



# Rapport Carnet



Rapport Carnet (1 de 1)  
16/09/2007 - 28/09/2007

Drake, Ethan  
0

Créé : 03/07/2007 08:22:56 Page 1 de 1  
Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

	Petit déj.			Déjeuner			Dîner			Totaux quot.															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>dimanche</b> 16/09/2007										145			118							81					Glyc. moy. (4) : 120mg/dl Glucid. : 184g Bolus : 9,3U Insuline : 23,2U
<b>lundi</b> 17/09/2007					66	70	68	83	100	138	142	172	160	184	204	210	68	216	180	216	222	186	198	200	Moy. capteur : 155 ±44mg/dl Glucid. : 440g Bolus : 21,0U Insuline : 41,3U
<b>mardi</b> 18/09/2007	152	150	218	230	256	270	212	212	206	220	220	208	200	200	198	168	142	152	160	170	154	170	168	132	Moy. capteur : 180 ±37mg/dl Glucid. : 202g Bolus : 11,7U Insuline : 28,7U
<b>mercredi</b> 19/09/2007	122	70	50	52	72	84	120	204	166	204	200	186	172	198	48	130	130	67	68	140	144	186	188	198	Moy. capteur : 132 ±43mg/dl Glucid. : 462g Bolus : 23,6U Insuline : 44,3U
<b>jeudi</b> 20/09/2007	206	182	140	110	148	160	162	160	122	96	100	148	140	188	186	206	220	222	204	202	230	188	148	180	Moy. capteur : 156 ±36mg/dl Glucid. : 215g Bolus : 10,5U Insuline : 28,6U
<b>vendredi</b> 21/09/2007	236	350	350	320	302	300	260	232	230	184	180	170	200	296	298	200	184	174	140	148	180	78	78	82	Moy. capteur : 199 ±77mg/dl Glucid. : 377g Bolus : 23,0U Insuline : 39,9U
<b>samedi</b> 22/09/2007							136								112					92					Glyc. moy. (3) : 113mg/dl Glucid. : 242g Bolus : 12,1U Insuline : 30,7U
<b>dimanche</b> 23/09/2007							145						119						82		176				Glyc. moy. (4) : 131mg/dl Glucid. : 283g Bolus : 14,2U Insuline : 32,1U
<b>lundi</b> 24/09/2007							152		330		201		112	116						180	160				Glyc. moy. (7) : 179mg/dl Glucid. : 418g Bolus : 27,0U Insuline : 46,1U
<b>mardi</b> 25/09/2007						148						169		184				121		121			234		Glyc. moy. (6) : 163mg/dl Glucid. : 269g Bolus : 15,5U Insuline : 33,1U
<b>mercredi</b> 26/09/2007							185					146							121		275		263		Glyc. moy. (5) : 198mg/dl Glucid. : 322g Bolus : 16,3U Insuline : 36,5U
<b>jeudi</b> 27/09/2007							239							133							131				Glyc. moy. (3) : 168mg/dl Glucid. : 354g Bolus : 20,4U Insuline : 38,5U
<b>vendredi</b> 28/09/2007							202						93								143				Glyc. moy. (3) : 146mg/dl Glucid. : 249g Bolus : 14,8U Insuline : 31,1U

■ < 70mg/dl   
 ■ > 140mg/dl   
 00 Mesures multiples. (extrêmes affichées)   
 🛑 Retour piston pompe   
 ⏸ Arrêt temp.   
 ○ Bolus manuel ou bolus correction   
 🌫 Repas ignoré   
 🕒 Jour partiel   
 ⌚ Chgt d'heure

## Rapport Carnet

Le rapport Carnet présente deux semaines de données de pompe à insuline, de lecteur(s) de glycémie et de capteur de glucose (si utilisé) d'un patient. Le tableau présente les jours rapportés par ligne et les heures par colonnes.

### Cases de données

Chaque case du tableau correspond à une heure du jour donné et peut contenir jusqu'à trois valeurs : (1) taux de glucose du capteur ou glycémie du lecteur, (2) grammes de glucides et (3) unités d'insuline injectée comme bolus. Les cases des périodes de repas sont en surbrillance. Les paragraphes qui suivent décrivent les éléments de chaque case.










### Glycémie / Glucose

Les taux de glucose du capteur ou la glycémie du lecteur s'inscrivent dans la partie haute de la case de données. Les taux inférieurs ou supérieurs à la plage d'objectifs du patient sont en surbrillance. Un point placé en haut à droite d'un taux de glucose indique que plusieurs valeurs ont été obtenue dans l'heure considérée ; la valeur indiquée est la plus extrême selon les critères suivants :

- S'il existe des valeurs inférieures à la plage d'objectifs du patient, la plus basse est indiquée.
- S'il n'existe pas de valeurs basses, mais des valeurs supérieures à la plage d'objectifs, la plus haute de celles-ci est indiquée.
- S'il n'existe ni valeurs hautes ni valeurs basses, la valeur la plus éloignée du centre de la plage d'objectifs du patient est indiquée.

### Repas

Les périodes de repas sont en surbrillance et désignées en haut du rapport. Un apport de glucides (enregistré par l'assistant Bolus Wizard) est affiché en italique dans l'heure dans laquelle il a été enregistré. Si aucune valeur de glucides n'est enregistrée au cours d'une période de repas pour un jour particulier, le symbole du *Repas ignoré* est affiché.


Symbole	Signification
	Glycémie <70 mg/dl : la glycémie est inférieure à l'objectif bas (la valeur affichée correspond à la plage d'objectifs du patient).
	Glycémie >140 mg/dl : la glycémie est supérieure à l'objectif haut (la valeur affichée correspond à la plage d'objectifs du patient).
	Mesures multiples : valeur extrême si plusieurs glycémies ont été mesurées en une heure ; priorité est donnée aux valeurs hypoglycémiques.
	Retour piston : retours de piston de la pompe à insuline (correspondant généralement aux changements de réservoir, mais aussi aux résolutions d'occlusion)
	Arrêt temporaire : interruption de toutes les injections d'insuline par la pompe.
	Bolus manuel ou bolus avec correction : injection d'un bolus manuel ou d'un bolus calculé par l'assistant Bolus Wizard comportant un correctif.
	Repas ignoré : aucun apport de glucides enregistré pendant une période de repas.
	Changement d'heure : le réglage de l'horloge de la pompe a été modifié.
	Jour partiel : les données de la pompe sont discontinues et incomplètes sur 24 heures. Les données de ce jour sont prises en compte dans les graphiques et les totaux, mais ne le sont pas dans les moyennes quotidiennes ni les écarts types.

## Bolus

Les bolus programmés dans une heure donnée sont totalisés et indiqués dans la partie basse de la case de données. S'il s'agit d'une valeur manuelle ou corrective produite pas l'assistant Bolus Wizard, elle est entourée d'un cercle.

## Arrêts temporaires et changements d'heure

Si la pompe à insuline du patient a été arrêtée, le symbole de l'*Arrêt temporaire* apparaît dans l'heure pendant laquelle l'arrêt a eu lieu. Si un changement d'heure est survenu sur l'horloge de la pompe, le symbole du *Changement d'heure* apparaît dans les colonnes d'heures modifiées, et le symbole du *Jour partiel* est accolé à la date du jour correspondant.



## Colonne Totaux quotidiens

La colonne Totaux quot. récapitule les informations de chaque jour de la période de rapport. La première ligne contient soit les moyennes journalières de glycémie et le nombre total de mesures effectuées, soit la moyenne de taux de glucose du capteur et l'écart type, si suffisamment de données du capteur sont disponibles pour le jour considéré. Le total quotidien des apports de glucides (enregistrés par l'assistant Bolus Wizard) est indiqué sur la ligne suivante. Enfin, le total des bolus et le total d'insuline du jour sont indiqués sur la troisième ligne.

Totaux quot.	
Glyc. moy. (4) :	120mg/dl
Glucid. :	184g
Bolus :	9,3U Insuline : 23,2U
Moy. capteur :	155 ±44mg/dl
Glucid. :	440g
Bolus :	21,0U Insuline : 41,3U

# Rapport Capteur




Rapport Capteur  
17/09/2007 - 21/09/2007


Drake, Ethan  
0

Créé : 03/07/2007 08:22:42 Page 1 de 1  
Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

Glucose (mg/dl), glucides (g), insuline (U/h)




Taux de glucose : superpos. tracés journée type - Résultat. et moyen. (mg/dl)



Statistiques

	17/09 - 21/09	16/09 - 28/09
Glyc. moy. (mg/dl)	147 ± 55	152 ± 56
Nb glyc.	32   6,4/jour	67   5,3/jour
Moy. capteur (mg/dl)	165 ± 55	165 ± 55
AUC moy. > 140 (mg/dl)	36   4d 19h	36   4d 19h
AUC moy. < 70 (mg/dl)	0   4d 19h	0   4d 19h
Ins. quot. totale moy. (U)	36,6 ± 7,4	35,9 ± 6,1
Basal quot. moy. (U)	18,6   51%	18,4   51%
Bolus quot. moy. (U)	18,0   49%	17,5   49%
Glucides quot. moy. (g)	343 ± 129	320 ± 93
Moy. gluc/ins bolus (g/U)	19	18











Taux de glucose : superpos. tracés repas - du coucher au lever - Résultat. et moyen. (mg/dl)



Tracé capteur  
 Interrompu  
 Moyenne  
 Mesure glyc.  
 Hors diagram.  
 Basal  
 Basal temp.  
 Bolus  
 Arrêt temp.  
 Chgt d'heure

## Rapport Capteur

Le rapport Capteur présente les données de pompe à insuline, de lecteur(s) de glycémie et de capteur de glucose d'un patient. Si la période de rapport s'étend sur plus de cinq jours de données du capteur, le rapport comporte plusieurs pages.

Symbole	Signification
	Tracé capteur : tracé continu enregistré par un capteur de glucose.
	Interrompu : communication interrompue entre le transmetteur du capteur et la pompe à insuline.
	Moyenne : moyenne de tous les tracés de glucose du capteur.
	Mesure de glycémie : glycémie enregistrée par un lecteur.
	Hors diagramme : valeur de glycémie > 400 mg/dl ou < 40 mg/dl
	Basal : débit de base injecté par la pompe.
	Débit basal temp. : changement temporaire du débit basal d'injection de l'insuline.
	Bolus : injection d'insuline par la pompe destinée à prévenir ou traiter une glycémie élevée.
	Arrêt temporaire : interruption de toute injection d'insuline par la pompe.
	Changement d'heure : changement de réglage de l'heure sur l'horloge de la pompe à insuline.


## Glucose, glucides et insuline

Ce graphique permet d'examiner séquentiellement chaque jour pendant lequel un capteur est présent, après avoir déterminé le jour considéré selon les critères suivants :

- le graphique commence le premier jour d'utilisation d'un capteur.
- le graphique se termine le dernier jour d'utilisation d'un capteur.
- le graphique affiche les données de chaque jour compris entre le premier et le dernier jour d'utilisation d'un capteur.


Le graphique inclut les taux de glucose du capteur et la glycémie du lecteur, les apports de glucides enregistrés par l'assistant Bolus Wizard et les injections d'insuline bolus et basale. Les plages horaires correspondant aux repas du patient sont indiquées au-dessus du graphique. Lorsque le tracé du capteur est situé au-dessus ou en-dessous de l'objectif, la zone située entre le tracé et la plage d'objectifs est grisée.

Si la période de rapport s'étend sur plus de cinq jours de données du capteur, le rapport comporte plusieurs pages.



## Taux de glucose : superpos. tracés - Résult. et moyen.

Ce graphique combine les tracés de taux de glucose de chaque jour d'utilisation d'un capteur. Les plages horaires correspondant aux repas du patient sont indiquées sur fond jaune au-dessus du graphique ; la plage d'objectifs du patient est grisée. Lorsque le tracé du capteur est situé au-dessus ou en-dessous de l'objectif, la zone située entre le tracé et la plage d'objectifs est également grisée. L'intensité du grisé dans ce graphique correspond au nombre de digressions en hausse ou en baisse survenues au cours de la période considérée. La ligne pointillée représente la moyenne des tracés de taux de glucose.




## Taux de glucose : superpos. tracés / repas - du coucher au lever - Résult. et moyen.

### Du coucher au lever

Ce graphique combine les tracés du capteur enregistrés entre le coucher et le lever du patient, pour chaque jour d'utilisation d'un capteur pendant la période de rapport. Les plages horaires de coucher et de lever sont personnalisées selon le patient et affichées au-dessus du graphique. La plage d'objectifs du patient est grisée. Lorsque le tracé du capteur est situé au-dessus ou en-dessous de l'objectif, la zone située entre le tracé du capteur et la plage d'objectifs est également grisée. L'intensité du grisé dans ce graphique correspond au nombre de digressions en hausse ou en baisse survenues au cours de la période considérée. La ligne pointillée représente la moyenne des tracés de taux de glucose.

### Périodes de repas

Ces graphiques combinent les tracés du taux de glucose préprandial et postprandial du capteur. La plage horaire, le nombre de repas rapporté (entre parenthèses), l'apport de glucides et les moyennes d'insuline pour chaque repas sont listés au-dessus des graphiques. Les plages d'objectifs pré- et postprandiales sont personnalisées selon le patient et sont grisées. Lorsque le tracé du capteur est situé au-dessus ou en-dessous de l'objectif, la zone située entre le tracé du capteur et la plage d'objectifs est également grisée. L'intensité du grisé dans ce graphique correspond au nombre de digressions en hausse ou en baisse survenues au cours de la période considérée. La ligne pointillée représente la moyenne des tracés de taux de glucose pour la période de repas considérée.





## Statistiques

Le tableau des statistiques fournit un récapitulatif des mesures décrites ci-dessous. Les statistiques des périodes qui contiennent des données de capteur sont différenciées de celles concernant la période de rapport complète.

### Définitions

**Glyc. moy.** : moyenne de toutes les valeurs de glycémie et écart type.

**Nb glyc.** : nombre de mesures glycémiques (total et moyenne par jour).

**Moy. capteur** : moyenne de tous les taux de glucose obtenus et écart type.

**AUC moy. > 140 (objectif patient haut)** : moyenne de l'exposition hyperglycémique, avec indication de l'objectif haut basé sur les réglages du patient.

**AUC moy. < 70 (objectif patient bas)** : moyenne de l'exposition hypoglycémique, avec indication de l'objectif bas basé sur les réglages du patient.

**Ins. quot. totale moy.** : moyenne de l'insuline totale (basale + bolus) et écart type.

**Basal. quot. moy.** : moyenne de l'insuline basale quotidienne (nb d'unités et pourcentage du total).

**Bolus quot. moy.** : moyenne de l'insuline quotidienne par bolus (nb d'unités et pourcentage du total).

**Glucides quot. moy.** : moyenne de l'apport de glucides quotidien et écart type.

**Moy. gluc / ins. bolus** : moyenne des apports de glucides par unité d'insuline bolus injectée.

**REMARQUE** : Les moyennes quotidiennes et les écarts types reflètent uniquement les journées contenant 24 heures de données complètes et continues de la pompe. Les jours de données partielles (en raison d'un possible changement d'heure) seront exclus de ces calculs, mais seront pris en compte dans les graphiques et les totaux.

	plage de dates de la période avec données de capteur		plage de dates de la période de rapport entière		
	20/06 - 28/06		15/06 - 28/06		
Glyc. moy. (mg/dl)	143 ± 52		151 ± 54		moyenne et écart type
Nb glyc.	48	6,3Moy	72	5,7Moy	
Moy. capteur (mg/dl)	158 ± 55		158 ± 55		
AUC moy. > 140 (mg/dl)	32	6d 17h	32	6d 17h	
AUC moy. < 70 (mg/dl)	0	6d 17h	0	6d 17h	
Ins. quot. totale moy. (U)	37,9 ± 6,5		36,4 ± 5,4		pourcentage
Basal quot. moy. (U)	17,8	47%	17,6	48%	
Bolus quot. moy. (U)	20,1	53%	18,8	52%	
Glucides quot. moy. (g)	371 ± 115		337 ± 99		
Moy. gluc/ins bolus (g/U)	18		18		total

# Instantané réglages pompe



Instantané réglages pompe  
mardi 02/10/2007 00:11

Drake, Ethan  
0

Créé : 03/07/2007 08:22:24  
Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

Page 1 de 1

## Basal

Débit de base maximum	35,00 U/h
Type basal temp	Dbt insuline (U/h)

## Standard(actif)

Total sur 24 h	15,70 U
----------------	---------

## Schéma A

Total sur 24 h	66,80 U
----------------	---------

## Schéma B

Total sur 24 h	197,20 U
----------------	----------

Heure	U/h	Heure	U/h	Heure	U/h
0:00	0,40	0:00	1,85	0:00	8,50
8:00	1,05	5:30	3,05	11:30	6,80
11:00	0,60	12:00	3,25	17:30	10,20
17:00	0,85	18:00	3,30	22:30	5,10
22:00	0,75	22:00	2,05		

## Bolus

Bolus maximum	25,0 U
Bolus duo/carré (variable)	Oui
Rappel glycémie	Non
Bolus (audio) express	Oui
Entrée (étape)	0,50 U
Ass. Bolus Wizard	Oui
Unités g, mg/dl	
11:30	6,80
Heure insuline active (h:mm)	8:00
Concentration d'insuline	--

## Ratio glucides (g/U)

Heure	Ratio
0:00	20

## Sensibilité insuline (mg/dl/U)

Heure	Sensibilité
0:00	40

## Objectif glycémique (mg/dl)

Heure	Faible	Élevé
0:00	80	180

## Fonctions

Affichage heure	12 hrs
Type d'alerte	Bip Court
Arrêt auto (h:mm)	18:00
Alarme réservoir bas	Heure
Quantité	22:00
Verrouillage	Non
Verrouillage	Non
Alarme horloge	Non
Alarme 1	6:00
Alarme 2	15:30
Alarme 3	--
Alarme 4	--
Alarme 5	--
Alarme 6	--
Alarme 7	--
Alarme 8	--
Lecteur	Oui
Lecteur 1	000008
Lecteur 2	000088
Lecteur 3	-----
Télécom.	Oui
Télécom. 1	111111
Télécom. 2	222222
Télécom. 3	333333


## Capteur

Capteur	Oui
ID transm.	1234567
Alarme glyc. élevée	Oui
Valeur élevée (mg/dl)	140
Durée rappel d'alarme (h:mm)	0:05
Alarme glyc. faible	Oui
Valeur faible (mg/dl)	80
Durée rappel d'alarme (h:mm)	0:05
Durée don. manq. (h:mm)	0:05
Rappel alarme (h:mm)	0:05
Rappel étalonnage	Non
Durée rappel d'étalonnage (h:mm)	0:30

# Rapport Instantané réglages pompe

Le rapport Instantané réglages pompe présente les réglages actifs à la date et à l'heure auxquelles la pompe à insuline du patient a été lue.

Les tableaux du rapport présentent les réglages dans un ordre qui correspond à celui des menus principaux de la pompe : Basal, Bolus et Fonctions. Dans le cas des pompes Paradigm REAL-Time avec mesure en continu du glucose, les tableaux Capteur font également partie du rapport. Les tableaux Capteur donnent une vue d'ensemble des réglages de la fonction Capteur.



**Instantané réglages pompe**  
mardi 02/10/2007 00:11

Dirake, Elhan  
0

Créé : 03/07/2007 08:22:24  
Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E. Drake)

Page 1 de 1

---

**Basal**

Débit de base maximum 35,00 U/h  
Type basal temp. Débit insuline (U/h)

**Standard(activ)**    **Schéma A**    **Schéma B**

Total sur 24 h		Total sur 24 h		Total sur 24 h	
Heure	U/h	Heure	U/h	Heure	U/h
0:00	0,40	0:00	1,85	0:00	8,50
8:00	1,05	8:30	3,05	11:30	6,80
11:00	0,60	12:00	3,25	17:30	10,20
17:00	0,85	18:00	3,30	22:30	5,10
22:00	0,75	22:00	2,05		

**Bolus**

Bolus maximum 25,0 U  
Bolus duo/carré (variable) Oui  
Rappel glycémie Non

Bolus (audit) express Oui  
Entrée (étape) 0,50 U

Ass. Bolus Wizard Oui  
Unités g/mg/dl  
Heure insuline active (h:mm) 8:00  
Concentration d'insuline --

**Ratio glucides (g/U)**    **Sensibilité insuline (mg/dl/U)**    **Objectif glycémique (mg/dl)**

Heure	Ratio	Heure	Sensibilité	Heure	Faible	Élevé
0:00	20	0:00	40	0:00	80	180

**Fonctions**

Affichage heure 12 hrs

Type d'alarme: Bp, Court  
Arrêt auto (h:mm) 18:00

Alarme réservoir bas  
Quantité 22:00

Verrouillage Non

Alarme horloge Non  
Alarme 1 6:30  
Alarme 2 15:30  
Alarme 3 --  
Alarme 4 --  
Alarme 5 --  
Alarme 6 --  
Alarme 7 --  
Alarme 8 --

Lecteur Oui  
Lecteur 1 000008  
Lecteur 2 000008  
Lecteur 3 --

Télécom. Oui  
Télécom. 1 111111  
Télécom. 2 222222  
Télécom. 3 333333

**Capteur**

Capteur Oui  
ID transmem. 1234567

Alarme glyc. élevée  
Valeur élevée (mg/dl) 140  
Durée rappel d'alarme (h:mm) 0:05

Alarme glyc. faible  
Valeur faible (mg/dl) 80  
Durée rappel d'alarme (h:mm) 0:05

Durée don. mang. (h:mm) 0:05  
Rappel alarme (h:mm) 0:05

Rappel étalonnage Non  
Durée rappel d'étalonnage 0:30 (h:mm)

# Rapport Détail journalier



Rapport Détail journ. (1 de 1)  
jeudi 20/09/2007

Drake, Ethan  
0

Créé : 03/07/2007 08:24:28  
Sources données : MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

Page 1 de 1

Glucose (mg/dl), glucides (g), insuline (U/h)



Évnmnts bolus

Évnmnt bolus	1	2	3						
Heure	08:15	11:40	19:00						
Type bolus	Normal	Normal	Normal						
Bolus normal admin. (U)	2,0	4,8	2,5						
+ Portion carrée (U, h:mm)	--	--	--						
Bolus recommandé (U)	2,0	4,8	2,5						
Différence (U)	--	0,0	--						
Glucid. (g)	75	95	45						
Ratio glucides (g/U)	20	20	20						
Bolus repas (U)	3,7	4,8	2,2						
Glyc (mg/dl)	111	148	191						
Rég. obj. glyc. (mg/dl)	80 - 180	80 - 180	80 - 180						
Rég. sensibilité insuline (mg/dl/U)	40	40	40						
Bolus de correction (U)	-1,7	--	0,3						
Insuline active (U)	--	1,0	--						














Statistiques

	20/09	16/09 - 28/09	
Glyc. moy. (mg/dl)	166	152 ± 56	
Nb glyc.	5	67	5,3/jour
Mesures sup. à obj.	4	38	3,1/jour
Mesures inf. à obj.	--	4	0,3/jour
Moy. capteur (mg/dl)	156 ± 37	165 ± 55	
AUC moy. > 140 (mg/dl)	24	36	1d 0h 4d 19h
AUC moy. < 70 (mg/dl)	0	0	1d 0h 4d 19h
Ins. quot. totale (U)	28,6	35,9 ± 6,1	
Dbt basal quot. (U)	18,1	18,4	63% 51%
Bolus quot. (U)	10,5	17,5	37% 49%
Nb total bolus	4	46	3,6/jour
Nb Bolus manuels	--	2	0,2/jour
Évnmnts ass. Bolus Wizard	3	44	3,4/jour
Avec repas	4	44	3,4/jour
Avec corrections	3	12	1,0/jour
Annul. ass. Bolus Wizard	--	5	0,4/jour
Glucides quot. (g)	215	320 ± 93	
Moy. gluc/ins bolus (g/U)	20	18	
Évnmnts retour piston	--	1	
Amorces	--	4	5,4U

Tracé capteur Interrompu Mesure glyc. Hors diagram. Glyc. liée Glyc. étalon Basal Dbt basal temp. Bolus Arrêt temp. Chgt d'heure Alarme pompe Alarme capteur

## Rapport Détail journalier

Le rapport Détail journalier présente les données de pompe à insuline, de lecteur(s) de glycémie et de capteur de glucose (si utilisé) d'un patient, afin de fournir une vue d'ensemble du contrôle de la glycémie de ce dernier, en particulier sa réponse aux prises de glucides et d'insuline. Il couvre les données sur un jour et se compose des trois zones décrites dans les paragraphes qui suivent.


Symbole	Signification
	Tracé capteur : tracé continu enregistré par un capteur de glucose.
	Interrompu : communication interrompue entre le transmetteur du capteur et la pompe à insuline.
	Mesure de glycémie : glycémie enregistrée par un lecteur.
	Hors diagramme : valeur de glycémie > 400 mg/dl ou < 40 mg/dl
	Glyc. liée : glycémie transmise à la pompe directement par un lecteur.
	Glyc. étalon. : glycémie utilisée pour étalonner les dispositifs intégrant un capteur, tels que la pompe Paradigm REAL-Time.
	Basal : débit de base injecté par la pompe.
	Dbt basal temp. : changement temporaire du débit basal d'injection de l'insuline.
	Bolus : injection d'insuline par la pompe destiné à prévenir ou traiter une glycémie élevée.
	Arrêt temp. : interruption de toute injection d'insuline par la pompe.
	Chgt d'heure : changement de réglage de l'heure sur l'horloge de la pompe à insuline.
	Alarme pompe : alarme enregistrée, déclenchée par un état particulier de la pompe à insuline.
	Alarme capteur : alarme enregistrée sur la pompe, déclenchée par un état particulier associé au capteur.

## Glucose, glucides et insuline

Ce graphique permet d'examiner les taux de glucose / glycémies, les apports de glucides et les injections d'insuline d'un patient pendant un jour donné. Le graphique inclut la glycémie du lecteur et les taux de glucose du capteur (si utilisé), les apports de glucides enregistrés par l'assistant Bolus Wizard et les injections d'insuline bolus et basale. Les plages horaires personnalisées correspondant aux périodes de repas du patient sont indiquées sur fond jaune au-dessus du graphique.

Les nombres entourés d'un cercle correspondent à ceux des colonnes du tableau Évnmnts de bolus, situé en bas à gauche du rapport. La plage d'objectifs de glycémie du patient est grisée. Lorsque le tracé du capteur est situé au-dessus ou en-dessous de l'objectif, la zone située entre le tracé et la plage d'objectifs est également grisée. Les mesures fournies par le lecteur de glycémie sont représentées par des points avec les valeurs numériques correspondantes. Les apports de glucides apparaissent dans la ligne noire située sous les mesures de glycémie. Le tracé vert, au bas du graphique, indique les injections d'insuline de la pompe, y compris les débits basal et basal temporaire, les bolus et les arrêts temporaires.

L'injection d'insuline, sur l'axe Y, est indiquée en unités par heure. Le nombre affiché au-dessus de chaque bolus représente le volume d'insuline injecté pendant le bolus.



## Événements de bolus

Le tableau Évnmnts de bolus montre le détail des bolus administrés, y compris les éléments générés par l'assistant Bolus Wizard. Les entrées du tableau sont numérotées et correspondent aux bolus indiqués dans le graphique situé au-dessus. Les composants du tableau Évnmnts de bolus sont décrits ci-dessous.

**Heure :** heure initiale du bolus.

**Type bolus :** type de bolus administré (Normal, Carré ou Duo).

**Bolus normal admin. + Portion carrée :** bolus administré, partagé en portion normale et portion carrée.

**Bolus recommandé :** bolus recommandé par l'assistant Bolus Wizard (Bolus repas + Bolus correctif = Bolus recommandé)

**Différence :** différence entre le bolus administré et le bolus recommandé.

**Glucid. :** apport de glucides (repas).

**Ratio glucides :** affiche le réglage utilisé pour calculer la portion de repas du bolus recommandé.

**Bolus repas :** insuline servant à couvrir l'apport en glucides.

**Glyc. :** valeur de glycémie associée avec l'événement de bolus.

**Rég. obj. gluc. :** plage d'objectifs glycémiques (basée sur les réglages du patient).

**Rég. sensibilité insuline :** baisse du taux de glucose pour 1 unité d'insuline (basée sur le réglage du patient).

**Bolus de correction :** insuline permettant de corriger un taux élevé de glucose.

**Insuline active :** insuline résiduelle encore active depuis le bolus précédent.

Évnmnt bolus	1	2
Heure	05:52	11:4
Type bolus	Normal	Norm
Bolus normal admin. (U)	1,9	7,4
+ Portion carrée (U, h:mm)	--	--
Bolus recommandé (U)	1,9	7
Différence (U)	0,0	--
Glucid. (g)	37	148
Ratio glucides (g/U)	20	2
Bolus repas (U)	1,9	7,4
Glyc (mg/dl)	148	169
Rég. obj. glyc. (mg/dl)	80 - 180	80 - 180
Rég. sensibilité insuline (mg/dl/U)	40	
Bolus de correction (U)	--	--
Insuline active (U)	--	--



## Statistiques

Les informations du tableau Statistiques, combinées avec les autres éléments du rapport, permettent de comparer les résultats du patient à travers les différentes périodes de rapport et de détecter les zones à réexaminer ultérieurement.

La première colonne du tableau met en surbrillance les données pour un jour donné. La seconde colonne contient les totaux et les moyennes par jour du même type de données pour toute la période du rapport.

**Glyc. moyenne** : moyenne de toutes les valeurs de glycémie obtenues.

**Nb glyc.** : nombre total de mesures de la glycémie.

**Mesures sup. à obj.** : nombre total de mesures de la glycémie supérieures à l'objectif.

**Mesures inf. à obj.** : nombre total de mesures de la glycémie inférieures à l'objectif.

**Moy. capteur** : moyenne de tous les taux de glucose et écart type.

**AUC moy. > 140** : moyenne de l'exposition hyperglycémique (valeur basée sur la plage d'objectifs du patient).

**AUC moy. < 70** : moyenne de l'exposition hypoglycémique (valeur basée sur la plage d'objectifs du patient).

**Ins. quot. totale** : moyenne de l'injection d'insuline totale (basale + bolus).

**Dbt basal quot.** : moyenne quotidienne d'insuline basale (nb unités et pourcentage de l'insuline totale quotidienne).

**Bolus quot.** : moyenne quotidienne d'insuline bolus (nb d'unités et pourcentage de l'insuline totale quotidienne).

**Nb total bolus** : nombre de bolus administrés.

**Nb bolus manuels** : nombre de bolus administrés sans utiliser l'assistant Bolus Wizard.

**Évnmnts ass. Bolus Wizard** : nombre de bolus administrés calculés par l'assistant Bolus Wizard.

**Avec repas** : nombre de bolus administrés calculés par l'assistant Bolus Wizard contenant un composant repas.

**Avec corrections** : nombre de bolus administrés calculés par l'assistant Bolus Wizard contenant un composant de correction.

**Annul. ass. Bolus Wizard** : nombre de fois où le patient a choisi de s'injecter un volume de bolus différent de celui calculé par l'assistant Bolus Wizard.

**Glucides quot.** : total des apports quotidiens de glucides.

**Ins. bolus / Glucides** : moyenne des apports de glucides par unité d'insuline bolus.

**Évnmnts retour piston** : nombre de retours du piston de la pompe à insuline (correspondant généralement aux changements de réservoir).

**Amorces** : nombre d'événements d'amorce de la pompe et total des unités d'insuline utilisées pour les amorçages.

Glyc. moy. (mg/dl)	163		151 ± 54
Nb glyc.	6		72 5,71011
Mesures sup. à obj.	4		43 3,54011
Mesures inf. à obj.	—		7 0,54011
Moy. capteur (mg/dl)	--		158 ± 55
AUC moy. > 140 (mg/dl)	—	—	32 6d 17h
AUC moy. < 70 (mg/dl)	—	—	0 6d 17h
Ins. quot. totale (U)	33,1		36,4 ± 5,4
Dbt basal quot. (U)	17,6	53%	17,6 48%
Bolus quot. (U)	15,5	47%	18,8 52%
Nb total bolus	4		45 3,54011
Nb Bolus manuels	1		2 0,21011
Évnmnts ass. Bolus Wizard	3		43 3,34011
Avec repas	3		43 3,34011
Avec corrections	—		19 1,64011
Annul. ass. Bolus Wizard	—		12 1,04011
Glucides quot. (g)	259		337 ± 99
Moy. gluc/ins bolus (g/U)	17		18
Évnmnts retour piston	—		1
Amorces	—	—	3 4,5U

**REMARQUE** : Si l'assistant Bolus Wizard a été utilisé, mais que le bolus résultant a été annulé avant l'injection de l'insuline, ce tableau indiquera l'événement Bolus Wizard (p. ex. Glyc., Glucid.) mais n'indiquera pas de bolus.