


CareLinkTM PRO


DIABEEDI RAVIJUHTIMISTARKVARA



Aruande teatmikjuhend




Ik 2 Anduri ja glükomeetri ülevaatearuanne See aruanne võtab kokku valitud perioodi kohta käivad seadme glükoosi (võimalusel ka anduri glükoosi), süsivesikute ja insuliini andmed. Kokkuvõttes on toodud patsiendi glükeemilise kontrolli (päevane, öine ja söögiaegadel) ülevaade ning põhjalikud statistilised andmed.



Ik 10 Skeemist kinnipidamise aruanne Selles aruandes on toodud andmed patsiendi käitumise kohta valitud perioodi jooksul. Siin on toodud ülevaade patsiendi skeemist kinnipidamise kohta vastavalt glükoosimõõtmiste, booluste ja insuliini pumba aktiivsuse indeksitele.

Kuidas seda juhendit kasutada

CareLink™ Pro aruande kõiki tüüpe ja selle osi kirjeldatakse alltoodud peatükkides. Näidisaruannete aruandeandmed pärinevad väljamõeldud patsiendilt.



Ik 12 Logiraamatu aruanne Selles aruandes on toodud seadme glükoosi, süsivesikute ja insuliini andmed valitud perioodi iga tunni kohta. See näitab tundidena salvestatud sündmuseid päevikuna ning ka igapäevaseid keskmisi tulemusi ja summasid.



Ik 15 Seadme sätete aruanne Selles aruandes on toodud patsiendi insuliinipumba või Guardiani monitori sätteid valitud üleslaadimise ajal. Aruannet saab kasutada teiste aruannete tõlgendamiseks või lihtsalt patsiendi seadme sätete dokumenteerimiseks.





Ik 17 Päevane üksikasjalik aruanne Selles aruandes on toodud glükoosi, süsivesikute ja insuliini andmed valitud päeva kohta. Aruandes on üksikasjalikud andmed patsiendi glükeemilise juhtimise, booluste, põhiaktiivsuse üksikasjad ning põhjalikud statistilised andmed.

Anduri ja glükomeetri ülevaatearuanne




Sensor & Meter Overview (1 of 3) Drake, Ethan
12/6/2007 - 12/19/2007 0

Generated: 12/20/2007 9:36:44 AM Page 1 of 3
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)




— Sensor trace — Interrupted ... Average

MÄRKUS. See lehekülj kuvatakse vaid juhul, kui teil on anduri andmed.




Statistics	12/6	12/19
Avg BG (mg/dL)	147 ± 54	
BG Readings	75	5.9/day
Readings Above Target	43	57%
Readings Below Target	7	9%
Sensor Avg (mg/dL)	158 ± 55	
Avg AUC > 140 (mg/dL)	32.5	6d 17h
Avg AUC < 70 (mg/dL)	0.3	6d 17h
Avg Daily Carbs (g)	338 ± 104	
Carbs/Bolus Insulin (g/U)	18	
Avg Total Daily Insulin (U)	36.7 ± 6.3	
Avg Daily Basal (U)	17.7	48%
Avg Daily Bolus (U)	18.9	52%

Glucose Overlay Bedtime to Wake-up and Meal Periods - Readings & Averages (mg/dL)



— BG reading ● BG reading ▼▲ Off chart ◆ Average within target range ◆ Average outside target range



Anduri ja mõõteseadme ülevaatearuande lühiülevaade

Anduri ja glükomeetri ülevaatearuandes on toodud patsiendi insuliinipumba, glükomeetri(te) ja glükoosianduri andmed. See tõstab edasiseks uurimiseks esile huvipakkuvad punktid. Aruanne võib hõlmata mitu lehekülge.

Aruandes on toodud andmed, mis aitavad teil määrata patsientidepoolse diabeedijuhtimise taseme ja kontrolli kvaliteedi. Vaadates läbi erinevaid tabeleid ja graafikuid, saate tuvastada, kus kontorolli kvaliteet muutub tavapärase päeva raames ja aruandeperioodi jooksul.

Sümbol	Tähendus
— või •	Vereglükoosi lugem: pumbalt või seadmelt saadud glükoosi väärtused
▼▲	Graafiku muutmine: seadme glükoosi väärtus >400 mg/dl (22,22 mmol/l) või <40 mg/dl (2,22 mmol/l)
◆	Keskmine sihtvahemikus: kõigi glükoosiväärtuste keskmine langeb patsiendi sihtvahemikku
◆	Keskmine sihtvahemikust väljas: kõigi glükoosiväärtuste keskmine jääb patsiendi sihtvahemikust välja
~	Anduri jälg: glükoosianduri pool salvestatud pidev jälg
✂	Katkestatud: anduri saatja ja insuliinipumba vaheline kommunikatsioon on katkenud
•••••	Keskmine: kõigi andurite glükoosijälgede keskmine
—	Basaalväärtus: insuliinipumbast saadav pidev insuliini tase
*****	Ajutine basaalväärtus: basaalinsuliini kiiruse ajutine muutus
.....	Boolus: kõrge glükoositaseme ennetamiseks või kontrollimiseks saadav insuliini kogus pumbast
✂	Peatamine: kogu pumbast tuleva insuliini peatamine
⌚	Aja muutus: insuliinipumba või Guardiani kellas tekkinud ajamuutus
■	Süstitud insuliin (U – ühikuid): teatatud insuliinisüste

Anduri kattuvad skeemid ja graafikud

MÄRKUS. Anduri kattuvad skeemid ja graafikud kuvatakse vaid juhul, kui teil on anduri andmed.

24-tunnise glükoosianduri ülekate – tulemid ja keskmised

Selles graafikus on kombineeritud anduri glükoosi jäljemustrid igast päevast, mil glükoosiandurit kanti. Patsiendi söögiperioodidele vastavad kellaajad on märgitud graafiku kohal kollastes kastikes. Patsiendi glükoosi sihtvahemik on toodud hallina. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest kõrgemal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helekollane. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest madalamal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helepunane. Graafikul toodud värvitoonide tugevus vastab antud ajaperioodil ilmnenud kõrgete ja madalate kõrvalekallete arvule. Punktiirjoon on anduri glükoosijälgede keskmine.


Glükoosi anduri ülekate – voodisseminekust ärkamiseni ning toidukorrad – lugemid ja keskmised

Voodisseminekust ärkamiseni


Selles graafikus on kombineeritud voodissemineku ja ärkamise vahel salvestatud anduri glükoosi jälg iga päev, millal glükoosiandurit aruandeperioodil kanti. Une- ja ärkamisajad kohandatakse vastavalt patsiendile ning tuuakse ära graafiku ülaosas. Patsiendi glükoosi sihtvahemik on toodud hallina. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest kõrgemal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helekollane. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest madalamal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helepunane. Graafikul toodud värvitoonide tugevus vastab antud ajaperioodil ilmnenud kõrgete ja madalate kõrvalekallete arvule. Punktiirjoon tähistab anduri glükoosijälgede keskmist.

Toidukorrad

Need graafikud kombineerivad toidukorraeelseid ja -järgseid anduri glükoosijälgi. Graafikute kohal on toodud ajaperiood, analüüsitud toidukordade arv, saadud süsivesikute arv, insuliini keskmised kogused ning keskmine süsivesikute arv boolusinsuliini ühiku kohta igal toidukorral. Patsiendi glükoosi sihtvahemik on toodud hallina. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest kõrgemal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helekollane. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest madalamal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helepunane. Graafikul toodud värvitoonide tugevus vastab antud ajaperioodil ilmnenud kõrgete ja madalate kõrvalekallete arvule. Punktiirjoon tähistab anduri glükoosijälgede keskmist toidukorra perioodi kohta.




magamaminekust ärkamiseni ning toidukordade otsiperioodid



Seadme kattuvad skeemid ja graafikud

24-tunnise glükoosi ülekate – tulemid ja keskmised

Sellel graafikul on aruandeperioodi jooksul salvestatud igatunnised seadme glükoosi väärtused. Ühisandmestik aitab patsiendi glükoositaseme juhtimises tuvastada igapäevaseid mustreid. Graafiku ülaosas olev riba annab teada iga tund tehtud vereglükoosi tulemustest ning keskmise vereglükoosi tulemi. Vereglükoosi andmed asuvad riba all.



Statistics (Statistika)

Statistika tabel toob ära allpoolkirjeldatud mõõtmiste kokkuvõtte.

Määratlused

Avg BG (mg/dL) (Keskmine vereglükoos (mg/dl)): kõigi glükomeetriga saadud väärtuste keskmine ning standardhälve

BG Readings (Vereglükoosi lugemid): glükomeetri väärtuste arv (kokku ja päeva keskmine)

Readings Above Target (Lugemid sihtväärtusest kõrgemal): glükomeetri väärtuste arv sihtväärtusest kõrgemal (kokku ja päeva keskmine)

Readings Below Target (Lugemid sihtväärtuses madalamal): glükomeetri väärtuste arv sihtväärtusest madalamal (kokku ja päeva keskmine)

Sensor Avg (Anduri keskmine) (mg/dl või mmol/l): kõigi saadud anduri glükoosiväärtuste keskmine ning standardhälve

Avg AUC >140 (mg/dL) (Keskmine AUC suurem kui 140 mg/dl) või Avg AUC >7,77 (mmol/L) (Keskmine AUC suurem kui 7,77 mmol/l): keskmine hüperglükeemia näit, kuvatav tippsihtväärtus põhineb patsiendi sätetel

Avg AUC <70 (mg/dL) (Keskmine AUC väiksem kui 70 mg/dl) või Avg AUC <3,88 (mmol/L) (Keskmine AUC väiksem kui 3,88 mmol/l): keskmine hüpoglükeemia näit, kuvatav madalaim sihtväärtus põhineb patsiendi sätetel

Avg Daily Carbs (g) (Keskmine päevane süsivesikute kogus (g)): keskmine süsivesikute saamine päevas ning standardhälve

Carbs/Bolus Insulin (g/U) (Süsivesikud/insuliin boolusena (g/ühik)): keskmine süsivesikute saamine süstitud boolusinsuliini ühiku kohta

Avg Total Daily Insulin (U) (Keskmine päevane insuliin kokku (ühik)): keskmine põhi- ja boolusinsuliin ning standardhälve

Avg Daily Basal (U) (Keskmine päevane basaalsuliin (ühik)): keskmine päevane basaalsuliin (ühik ja koguprotsent)

Avg Daily Bolus (U) (Keskmine päevane boolus (ühik)): keskmine päevane boolusinsuliin (ühik ja koguprotsent)

MÄRKUS. Päeva keskmised ja standardhálbed peegeldavad vaid päevi, mis sisaldavad 24 tunni jagu pidevaid ja täielikke seadme andmeid. Kellaaja muutmisega päevad või osalisi andmeid sisaldavad päevad jäetakse nendest arvutustest välja, kuid neid kuvatakse ikka graafikutena ning arvatakse koguväärtuste hulka.

Statistics	11/5	12/18
Avg BG (mg/dL)	150 ± 55	
BG Readings	222	5.5/day
Readings Above Target	127	57%
Readings Below Target	18	8%
Sensor Avg (mg/dL)	160 ± 55	
Avg AUC > 140 (mg/dL)	33.4	18d 5h
Avg AUC < 70 (mg/dL)	0.3	18d 5h
Avg Daily Carbs (g)	332 ± 95	
Carbs/Bolus Insulin (g/U)	18	
Avg Total Daily Insulin (U)	36.4 ± 5.9	
Avg Daily Basal (U)	18.0	49%
Avg Daily Bolus (U)	18.4	51%

keskmise ja standardhälve

kogus päeva kohta

kokku


protsent

Glükoosi ülekate – voodisseminekust ärkamiseni ning toidukorrad – lugemid ja keskmised

Magamaminekust kuni ärkamiseni glükoosi lugemite ning keskmiste graafikus on toodud viimane seadme glükoosi väärtus, mis salvestatud määratud magamamineku perioodi ajal ning esimene seadme glükoosi väärtus, mis salvestati määratud ärkamisperioodi jooksul iga päev aruandeperioodil. Vastavad magamaminekust kuni ärkamiseni glükoosi väärtused on punktiirjoonega ühendatud.

Toidukordade graafikud (hommikusöök, lõuna ja õhtusöök) kombineerivad söömiseelse ja -järgse seadme glükoosi väärtused iga aruandeperioodi päeva kohta. Graafikutel toodud seadme glükoosi väärtused on toidukorra boolusega seotud.

Kui antud ajaperioodi saadi enam kui 1 seadme glükoosi väärtus, luuakse graafik, kasutades selleks seadme glükoosi väärtust, mis oli boolussündmusele lähimal. Graafik aitab tuvastada patsiendi päevaseid söömiseelseid ja -järgseid glükoosiväärtuse mustreid kuni 2 tundi enne ja 5 tundi pärast söögikorda.




Glükoos, süsivesikud, insuliin

Graafik hõlmab anduri glükoosi väärtuseid, kalibreerimiseks ning kinnitamiseks salvestatud seadme glükoosi väärtuseid, Bolus Wizard® kalkulaatori poolt salvestatus süsivesikute saamine, edastatud põhi- ka boolusinsuliin ning süstitud insuliin.

Patsiendi toidukordade perioodid on märgitud graafiku kohal. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest kõrgemal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helekollane. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest madalamal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helepunane.

Kui aruandeperioodis on enam kui 14 päeva jagu andmeid, ilmub graafik mitmel leheküljel.



Skeemist kinnipidamise aruanne



Medtronic

Adherence (1 of 1)
11/1/2007 - 11/14/2007

Drake, Ethan
0

Generated: 11/15/2007 1:38:19 PM
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

Page 1 of 1

	Glucose Measurements		Bolus Events					Priming Events					Suspend Duration (h:mm)
	BG Readings	Sensor Duration (d:hh:mm)	Manual Boluses	Bolus Wizard Events	With Food	With Correction	Overridden	Rewind	Fixed Primes	Fixed Prime Volume (U)	Manual Primes	Manual Prime Volume (U)	
Thursday 11/1/2007	3			3	3	1	1						
Friday 11/2/2007	7		1	3	3	1	1						
Saturday 11/3/2007	6	24:00		3	3	3	3						0:02
Sunday 11/4/2007	6	21:05		3	3	3	3						0:15
Monday 11/5/2007		0:15											
Tuesday 11/6/2007	4			3	3			1			1	3.1	
Wednesday 11/7/2007	7	19:15		3	3								0:11
Thursday 11/8/2007	5	24:00		3	3	1					1	0.5	0:15
Friday 11/9/2007	8	24:00		5	5	3	1						
Saturday 11/10/2007	5	24:00		3	3	2							
Sunday 11/11/2007	7	24:00		5	5	3	2						0:15
Monday 11/12/2007	3			3	3						1	0.9	
Tuesday 11/13/2007	4			4	4								0:30
Wednesday 11/14/2007	7		1	3	3								0:05
Summary	5.7/day	6d 16h 35m	0.2/day	3.4/day	100.0%	41.5%	26.8%	1	0	--	3	0.7U/prime	1:33

● Partial day

Note: Partial days will not be included in summary averages. Days on which a time change occurred are considered to be partial days.

Skeemist kinnipidamise aruande ülevaade

Skeemist kinnipidamise aruandes on toodud patsiendi insuliinipumba, glükomeetri(te) ja glükoosianduri andmed (kui kasutusel). See aitab mõista patsiendi glükoositaseme juhtimise käitumist. Skeemist kinnipidamise aruanne võtab kokku 2 nädala jagu andmeid. Aruande osasid kirjeldatakse allpool.

Kuupäeva veerg

Osalise päeva sümbol võib ilmuda selles veerus, osutades, et päeva kohta on saadaval vaid osaline andmestik. See võib juhtuda kellaaja muutmisel pumbal või Guardianil.

Glükoosi mõõtmistulemused

Glükoosi mõõtmistulemuste osa sisaldab veerge seadme lugemite arvuga ning glükoosianduri kasutuse kestusega.

Boolused

Booluste osas on toodud 5 veergu, mis esindavad järgmiste näitude koguarve: (1) käsitsi tehtud boolused, (2) Bolus Wizardi sündmused, (3) Bolus Wizardi boolused koos toidukomponendiga, (4) Bolus Wizardi boolused koos korrigeeriva komponendiga ning (5) Bolus Wizardi kalkulaatori domineerivad näidud.

Eeltäitmised

Eeltäitmiste osas on toodud veerud insuliinipumba tagasikerimise arvuga, fikseeritud eeltäitmiste ja fikseeritud eeltäitmismahude arv, käsitsi eeltäitmised ning käsitsi eeltäitmise mahud.

Pumba peatamised

Tabeli viimases veerus on toodud insuliinipumba peatamise kestus (tunnid ja minutid).

Kokkuvõtte rida

Iga veeru lõpus on toodud summad või igapäevased keskmised.

Sümbol	Tähendus
●	Osalist andmed: päev sisaldab osalisi andmeid. Need andmed on toodud graafikutel ning summadena, kuid ei ole kaasatud päeva keskmistesse tulemustesse või standardhälvetesse.

päeva osaline andmestik

Medtronic

Adherence (1 of 1)
11/1/2007 - 11/14/2007

Drake, Ethan
0

Generated: 11/15/2007 1:38:19 PM
Data Sources: MinMed Paradigm 722 (E: Drake)

Page 1 of 1

Glucose Measurements		Bolus Events						Priming Events					
BOG Readings	Sensor Duration (d:h:m)	Manual Boluses	Bolus Wizard Events	With Food	With Correction	Overridden		Revised	Fixed Primes	Fixed Prime Volume (U)	Manual Primes	Manual Prime Volume (U)	Suspend Duration (h:m)
Thursday 11/1/2007	3		3	3	1	1							
Friday 11/2/2007	7	1	3	3	1	1							
Saturday 11/3/2007	6	24:00	3	3	3	3							0:02
Sunday 11/4/2007	6	21:05	3	3	3	3							0:15
Monday 11/5/2007	0:15												
Tuesday 11/6/2007	4		3	3			1				1	3.1	
Wednesday 11/7/2007	7	19:15	3	3									0:11
Thursday 11/8/2007	5	24:00	3	3	1						1	0.5	0:15
Friday 11/9/2007	8	24:00	6	6	3	1							
Saturday 11/10/2007	5	24:00	3	3	2								
Sunday 11/11/2007	7	24:00	5	5	3	2							0:15
Monday 11/12/2007	3		3	3							1	0.9	
Tuesday 11/13/2007	4		4	4									0:00
Wednesday 11/14/2007	7		1	3	3								0:05
Summary	5.7day 0d 18h 25m	0.24day	3.4day	100.0%	41.5%	20.8%		1	0	--	3	0.70prime	1:33

Partial day

Note: Partial days will not be included in summary averages. Days on which a time change occurred are considered to be partial days.

Logiraamatu aruanne



Medtronic

Logbook (1 of 1)
11/19/2007 - 12/2/2007

Drake, Ethan
0

Generated: 12/3/2007 10:12:58 AM Page 1 of 1
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

	Breakfast					Lunch					Dinner					Daily Totals										
	12 AM	1 AM	2 AM	3 AM	4 AM	5 AM	6 AM	7 AM	8 AM	9 AM	10 AM	11 AM	12 PM	1 PM	2 PM	3 PM	4 PM	5 PM	6 PM	7 PM	8 PM	9 PM	10 PM	11 PM		
Monday 11/19/2007							242	221	151				101							125			186	68	Average (7): 156mg/dL Carbs: 258g Insulin: 32.5U Bolus: 54%	
								28					108							122				1.00		
								5.00					5.40							6.10						
Tuesday 11/20/2007							68	83					172						178	171				170	Average (6): 140mg/dL Carbs: 440g Insulin: 41.3U Bolus: 62%	
													150						205					85		
													8.80						11.90					4.90		
Wednesday 11/21/2007							68	83					172						178	171				170	Average (6): 140mg/dL Carbs: 440g Insulin: 41.3U Bolus: 62%	
													150						205					85		
													8.80						11.90					4.90		
Thursday 11/22/2007																									Average (0): -- Carbs: -- Insulin: -- Bolus: --	
Friday 11/23/2007											145		118							81					Average (4): 120mg/dL Carbs: 184g Insulin: 23.2U Bolus: 40%	
											15		74							95						
											0.80		3.70							4.80						
Saturday 11/24/2007							68	83					172						68	178	171			170	Average (7): 130mg/dL Carbs: 440g Insulin: 41.3U Bolus: 54%	
													150							205				85		
													7.50							10.30				4.30		
Sunday 11/25/2007							210						200				180	119		150					Average (5): 172mg/dL Carbs: 202g Insulin: 28.7U Bolus: 37%	
													72				77	53								
													4.10				3.80	2.70								
Monday 11/26/2007	118				80			204					157			48			67		100			190	Average (8): 121mg/dL Carbs: 482g Insulin: 44.3U Bolus: 56%	
	121							127					94						50					90		
	6.10							7.00					4.70						2.20					4.80		
Tuesday 11/27/2007							158		111				148						222		191				Average (5): 166mg/dL Carbs: 215g Insulin: 28.6U Bolus: 33%	
									75				95							45				45		
									2.00				4.80							2.50				2.50		
Wednesday 11/28/2007							240	215	230				169						121	90	77				Average (7): 163mg/dL Carbs: 377g Insulin: 39.9U Bolus: 58%	
								32	65				65						65		150					
								4.00	5.00				3.30						3.30		7.40					
Thursday 11/29/2007							136									112				92					Average (3): 113mg/dL Carbs: 242g Insulin: 30.7U Bolus: 39%	
							103								31					108						
							5.20								1.50					5.40						
Friday 11/30/2007							145						119							82		176			Average (4): 131mg/dL Carbs: 283g Insulin: 32.1U Bolus: 44%	
							86						108							74		15				
							4.30						5.40							3.70		0.80				
Saturday 12/1/2007							152		330			201	112	116						180		160			Average (7): 179mg/dL Carbs: 418g Insulin: 46.1U Bolus: 59%	
							69						235							114						
							3.50		6.00				11.80							5.70						
Sunday 12/2/2007							148						169				184		121		121		234		Average (6): 163mg/dL Carbs: 259g Insulin: 33.1U Bolus: 47%	
							37						148							74				2.50		
							1.90						7.40							3.70						

< 70mg/dL

> 140mg/dL

Multiple readings (most extreme shown)

Pump rewind

Suspend

Manual bolus or bolus with correction

Skipped meal

Partial day

Time change

■ < 70mg/dL
 ■ > 140mg/dL
 00* Multiple readings (most extreme shown)
 ■ Pump rewind
 ■ Suspend
 Manual bolus or bolus with correction
 --- Skipped meal
 ● Partial day
 ⌚ Time change

Logiraamatu aruande ülevaade

Logiraamatu aruandes on toodud kahe nädala andmed tabelina patsiendi insuliinipumba ja glükomeetri(te) kohta. Tabelis on ridades toodud päevad ning veergudes iga tund, luues nii andmelahtrid. Selles aruandes ei ole toodud anduri andmeid.

Andmelahtrid

Iga aruandeperioodi andmelahter vastab päevas ühele tunnile ning võib sisaldada kuni kolme väärtust: (1) seade, (2) süsivesikute grammid ning (3) boolusena saadud insuliiniühikud. Aruande ülaosas on toodud toidukordadele vastavad ajad. Järgmises osas kirjeldatakse iga andmelahtri elementi.

Glükoosi väärtused

Vereglükoosi väärtused ilmuvad andmelahtri ülemises pooles. Patsiendi sihtväärtusest kõrgemal või madalamal olevad glükoosi väärtused on esile tõstetud. Kui ühe tunni jooksul on saadud mitu väärtust, on see toodud glükoosiväärtuse ülemises paremas nurgas punktina ning kõige äärmuslikumaks peetud väärtus põhineb järgmistel prioriteetidel:

- Kuvatakse madalaim väärtus allpool patsiendi sihtväärtust.
- Madalate väärtuste puudumisel ning kõrgete väärtuste olemasolul kuvatakse neist kõrgeim.
- Madalate ja kõrgete väärtuste puudumisel kuvatakse väärtus, mis on patsiendi sihtvahemiku keskmest kaugemal.

Toidukorrad

Toidukordade ajapiirid vastavad patsiendi määratud söögiperioodidele ning asuvad aruande ülaosas. Bolus Wizardi arvutustest salvestatud süsivesikute väärtused liidetakse iga toidukorra tunni kohta kokku ning kuvatakse andmelahtri keskosas mustas ruudukeses. Kui toidukorra perioodi ühe tunni jooksul ei salvestata süsivesikute väärtuseis, ilmub vahelejäetud toidukorra sümbol.


Sümbol	Tähendus
	Glükoos <70 mg/dl (<3,88 mmol/l): glükoosi väärtus on allpool patsiendi alumist sihtväärtust
	Glükoos >140 mg/dl (>7,77 mmol/l): glükoosi väärtus on ülalpool patsiendi ülemist sihtväärtust
	Süsivesikute väärtus: süsivesikute koguväärtus; toodud väärtus on antud päeval ja tunnil tarbitud süsivesikute hulk kokku
	Mitu lugemit: äärmuslikem väärtus mitme glükoositulemi saamisel tunni jooksul; prioriteediks on hüpodükeemiale osutavad väärtused
	Pumba tagasikerimine: insuliinipumba tagasikerimisel (tavaliselt süstla vahetamisel, kuid ka oklusioonide eemaldamiseks)
	Peatamine: kogu insuliinipumbast tuleva insuliini peatamine
	Käsitsi tehtud boolus või parandusega boolus: edastatud käsitsi boolus või Bolus Wizardi funktsiooniga arvutatud boolus, kui glükomeetri lugem on väljaspool patsiendi sihtvahemikku
	Vahelejäetud toidukord: toidukorra ajaperioodil ei salvestatud süsivesikuid
	Aja muutus: insuliinipumba kellal toimus aja muutus
	Osalist andmed: päev sisaldab osalisi andmeid. Need andmed on toodud graafikutel ning summadena, kuid ei ole kaasatud päeva keskmistesse tulemustesse või standardhälvetesse

Boolus

Tunni sees programmeeritud boolused on toodud andmelahtri alaosas. Kui booluse insuliiniväärtus pärineb käsitsi boolusest või Bolus Wizardi parandusest, on väärtusel ring ümber.

Peatamised ja aja muutmised

Patsiendi insuliinipumba peatamisel või pumba kellal kellaaaja muutmisel, ilmub iga andmelahtri vasakusse ülaossa vastav sümbol ning seda tunni/tundide kohta, mil sündmust salvestati.



Veerg Daily Totals (Päeva kokkuvõte)

Päeva kokkuvõtte veerus on kokkuvõttev teave iga päeva aruandeperioodi kohta. Esimesel real on toodud päevane glükomeetri keskmine väärtus ning seadmega saadud lugemite koguarv. Teisele reale on koondatud päevane süsivesikute koguhulk, mis põhineb Bolus Wizardi süsivesikkomponendil. Lõpuks on toodud edastatud insuliini koguhulk ning kolmandal real paikneb boolusena edastatud insuliini kogus protsentidena.

Daily Totals	
Average (7):	156mg/dL
Carbs:	258g
Insulin:	32.5U Bolus: 54%
Average (6):	140mg/dL
Carbs:	440g
Insulin:	41.3U Bolus: 62%

Drake, Ethan
0

Generated: 11/15/2007 2:17:25 PM Page 1 of 1
Data Sources: Minimed Paradigm 722 (E.Drake)

Maximum Basal Rate	35.00 U/hr
Temp Basal Type	Insulin Rate (U/hr)

24-Hour Total	15.70 U
---------------	---------

[illegible]

24-Hour Total	66.80 U
---------------	---------

[illegible]

24-Hour Total	197.20 U
---------------	----------

[illegible]

Maximum Bolus	25.0 U
Dual/Square (Variable)	On
Blood Glucose Reminder	Off

Easy(Audio) Bolus	On
Entry(Step)	0.50 U

Bolus Wizard	On
Units	g, mg/dL
Active Insulin Time (h:mm)	8:00
Insulin Concentration (U)	--

[illegible]

TIME	Sensitivity
0:00	40

TIME	Low	High
0:00	80	180

Sensor	On
Alert Silence (Type, h:mm)	--
Transmitter ID	1234567
BG Units	--

Alerts	Off	
TIME	Low (mg/dL)	High (mg/dL)
0:00	80	140

Alert Repeat	0.05	0.05

Predictive Alert	--	
Low High (mins)	--	--

Rate Alert: Fall Rise (mg/dL/min)	--	--
--	----	----

AUC Limit: Low High (mg/dL)	--	--
----------------------------------	----	----

Missed Data/Weak Signal (h:mm)	0:05
-----------------------------------	------

Graph Timeout (h:mm)	--
----------------------	----

Auto Calibration	--
Calibration Reminder (h:mm)	Off
Calibration (Alert) Repeat (h:mm)	0:05

Alert Type	Beep Short
Low Suspend (mg/dL)	--
Low Reservoir Warning	Time
Amount	22:00

Seadme sätete tömmise ülevaade

Seadme sätete tömmise aruandes on toodud patsiendi insuliinipumba või Guardiani monitori kohandatud sätted, mis olid aktiivsed kuupäeval ja kellaajal, kui patsiendi seadet analüüsiti.

Aruandes on sätete tabelid, mis vastavad seadme põhimenüüdele: basaalne, boolus, andur ja utiliitidid.

Medtronic Device Settings Snapshot Monday 11/5/2007 12:11 AM Drake, Ethan 0

Generated: 11/15/2007 2:17:25 PM Page 1 of 1
Data Source: MedNet Parsipg 722 (E.Drake)

Basal

Maximum Basal Rate: 35.00 U/hr
Temp Basal Type: Insulin Rate (U/hr)

Standard (active)

24-Hour Total: 16.70 U

TIME	U/hr
0:00	0.40
6:00	1.05
11:00	0.60
17:00	0.05
22:00	0.75

Pattern A

24-Hour Total: 69.00 U

TIME	U/hr
0:00	1.55
6:30	3.05
12:00	3.25
18:00	3.30
22:00	2.05

Pattern B

24-Hour Total: 197.20 U

TIME	U/hr
0:00	6.50
11:30	6.50
17:30	10.20
22:30	5.10

Bolus

Maximum Bolus: 25.0 U
Dose/Square (Var/Min): On
Blood Glucose Reminder: Off

Bolus (Audio) Bolus: On
Bolus (Vibe): 0.60 U

Bolus Wizard: On
Units: g.mg/dL
Active Insulin Time (h:mm): 0:00
Insulin Concentration (U): --

Mixed Bolus

Start (h:mm): --
End (h:mm): --

Carbohydrate Ratio (g/U)

TIME	Ratio
0:00	30

Insulin Sensitivity (mg/dL per U)

TIME	Sensitivity
0:00	40

Blood Glucose Target (mg/dL)

TIME	Low	High
0:00	80	180

Notes

Sensor

Sensor: On
Alert Silence (Type, h:mm): --
Transmitter ID: 1234567
BG Units: --

Glucose Alerts: Off

TIME	Low (mg/dL)	High (mg/dL)
0:00	80	140

Alert Repeat: 0:05 0:05

Predictive Alert: --
Low | High (mins): -- | --

Rate Alert: Fail (Rate (mg/dL/hr)) -- | --

AUC Limit: Low | High (mg/dL) -- | --

Missed Data/Weak Signal (h:mm): 0:05

Graph Timeout (h:mm): --

Auto Calibration: --
Calibration Reminder (h:mm): Off
Calibration Alert (Repeat (h:mm)): 0:05

Utilities

Alert Type: Deep Short
Low Suspend (mg/dL): --
Low Reservoir Warning: Time
Amount: 22.00

Päeva üksikasjalik aruanne




Daily Detail (1 of 1)
Saturday 12/8/2007

Drake, Ethan
0

Generated: 12/13/2007 10:05:09 AM
Data Sources: MiniMed Paradigm 722 (E.Drake)

Page 1 of 1



Bolus Events									
Bolus Event	1	2	3						
Time	12:00 PM	6:00 PM	11:40 PM						
Bolus Type	Normal	Normal	Normal						
Delivered Bolus Norm (U)	8.8	11.9	4.9						
+ Square Portion (U, h:mm)	--	--	--						
Recommended Bolus (U)	7.5	10.3	4.3						
Difference (U)	1.3	1.6	0.6						
Carbs (g)	150	205	85						
Carb Ratio Setting (g/U)	20	20	20						
Food Bolus (U)	2.0	2.0	0.2						
BG (mg/dL)	172	171	170						
BG Target Setting (mg/dL)	80 - 180	80 - 180	80 - 180						
Insulin Sensitivity Setting (mg/dL/U)	40	40	40						
Correction Bolus (U)	4.0	0.3	0.2						
Active Insulin (U)	0.5	0.2	0.2						

Statistics	12/8	11/29 - 12/12
Avg BG (mg/dL)	140	152 ± 54
BG Readings	6	66 52/day
Readings Above Target	4	67% 39 59%
Readings Below Target	1	17% 5 8%
Sensor Avg (mg/dL)	147 ± 49	155 ± 49
Avg AUC > 140 (mg/dL)	252	0d 21h 29.6 3d 17h
Avg AUC < 70 (mg/dL)	0.2	0d 21h 0.4 3d 17h

Daily Carbs (g)	440	326 ± 89
Carbs/Bolus Insulin (g/U)	17	18

Total Daily Insulin (U)	41.3	36.1 ± 5.5
Daily Basal (U)	15.7	38% 17.6 45%
Daily Bolus (U)	25.6	62% 18.5 51%
Primes	--	4 5.4U

Sensor trace
 BG reading
 Linked BG
 Basal
 Bolus
 Suspend
 Time change
 Alarm
 Glucose Alert
 Interrupted
 Off chart
 Calibration BG
 Temp basal
 Injected insulin (U)

Päeva üksikasjaliku aruande ülevaade

Päeva üksikasjalikus aruandes on toodud andmed patsiendi insuliinipumba, glükomeetri(te) ja glükoosianduri (kui kasutusel) andmed, et mõista patsiendi kontrolli haiguse üle, kaasa arvatud süsivesikute tarbimine ning insuliini kasutamine. Käesolev aruanne katab ühe päeva andmed ning on jagatud kolmeks järgmistes jaotistest kirjeldatud alaks:

Sümbol	Tähendus
	Anduri jälg: glükoosianduri pool salvestatud pidev jälg
	Katkestatud: anduri saatja ja insuliinipumba vaheline kommunikatsioon on katkenud
	Vereglükoosi lugem: seadme poolt mõõdetud glükoosi väärtus
	Graafiku muutmine: seadme glükoosi väärtus >400 mg/dl (22,22 mmol/l) või <40 mg/dl (2,22 mmol/l)
	Seotud vereglükoos: juhtmeta seotud seadme kaudu insuliinipumbast automaatselt saadetud seadme vereglükoosi väärtused
	Kalibreerimise vereglükoos: seadme glükoosi väärtus, mida kasutatakse anduri kalibreerimiseks
	Basaalväärtus: insuliinipumbast saadav pidev insuliini tase
	Ajutine basaalväärtus: basaalinsuliini kiiruse ajutine muutus
	Boolus: kõrge glükoositaseme ennetamiseks või kontrollimiseks saadav insuliini kogus pumbast
	Peatamine: kogu insuliinipumbast tuleva insuliini peatamine
	Aja muutus: insuliinipumba või Guardiani kellas tekkinud ajamuutus
	Anduri alarm: anduri tööga seotud olukord põhjustas alarmi, mille pump salvestab. Anduri alarmid ilmuvad graafiku glükoosiribal ning pumba alarmid ilmuvad insuliiniribal.
	Süstitud insuliin (U – ühikud): patsiendi poolt teada antud insuliinisüste
	Glükoosi märguanne: teatati kõrgest või tõusvast glükoositasemest. teatati madalast või langevast glükoositasemest. Lisaks tuuakse ära ka ennetavad märguanded.


Glükoos, süsivesikud ja insuliin

Käesoleval graafikul on toodud valitud päeva ülevaade patsiendi glükoositasemetest, süsivesikute tarbimisest ning insuliini kasutamisest. Graafik hõlmab glükomeetri glükoosi väärtuseid, anduri glükoosi väärtuseid (anduri kasutamisel), Bolus Wizardi kalkulaatori poolt salvestatud süsivesikute tarbimist (või Guardiani toidukorra markereid), edastatud basaali- ja boolusinsuliini ning süstitud insuliini. Patsiendi söögiperioodidele vastavalt kohandatud kellaajad on märgitud graafiku kohal olevates kollastes kastikeses.

Graafiku põhjas toodud ringiga ümbritsetud numbrid vastavad booluse sündmuste tabeli kirjetele (asub aruande alaosas). Patsiendi glükoosi sihtvahemik on toodud hallina. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest kõrgemal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helekollane. Kui anduri glükoosi jälg on sihtväärtusest madalamal, on jälje ja sihtväärtuse vaheline ala helepunane.

Vere glükomeetri lugemid on toodud punktide ning neile vastavate arvvaartustena. Süsivesikute tarbimine on toodud glükoosilugemite all musta ribana. Graafiku allosas olev roheline jälg visandab pumbast edastatud insuliini, kaasa arvatud basaalsed ja ajutised basaalsed määrad, boolused ja peatamised.

MÄRKUS. Insuliini edastamine on logaritmilisel skaalal näidatud ühikutena tunni kohta. See võimaldab suhteliselt väikeste basaaliinsuliini edastamise muutuseid nähtavaks muuta, nii et need oleks edastatud boolustega kontekstis nähtavad.



Booluse sündmuste andmed

Booluste sündmuste andmetabel toob välja mõõtmiste ja Bolus Wizardi kalkulaatori sätete kokkuvõtte iga boolussündmuse kohta. Andmetabeli ülaosas toodud booluste arv vastab aruande üleosas oleva glükoosi, süsivesikute ja insuliini graafiku X-telje ringiga ümbritsevatele numbritele. Tabeli objektid on kirjeldatud allpool.

Bolus Event (Boolus): ristviide glükoosi, süsivesikute ja insuliini graafikule

Time (Aeg): kellaaeg, millal booluse edastamine toimus

Delivered Bolus Norm (U) + Square Portion (Edastatud booluse norm (ühikud) + skaala): tegelikkuses edastatud boolus jagatuna tavalisteks ja ruutkogusteks

Recommended Bolus (U) (Soovitatud boolus (ühikud)): Bolus Wizardi kalkulaatori poolt soovitatud boolus

Difference (U) (Erinevus (ühikud)): edastatud booluse ja soovitatud booluse vahe

Carbs (g) (Süsivesikud): süsivesikute tarbimine

Carb Ratio Setting (g/U) (Süsivesikute suhte säte (g/ühik)): kuvab sooviatud boolusele toiduportsjoni arvutamise sätte

Food Bolus (U) (Toiduboolus (ühikud)): süsivesikute tarbimise katmiseks kasutatud insuliin (toiduboolus + parandusboolus = soovitatud boolus)

BG (mg/dl või mmol/l) (Vereglükoos): boolussündmusega seotud seadme glükoosi väärtus

BG Target Setting (mg/dl või mmol/l) (Vereglükoosi sihtsäte): glükoosi sihtvahemik (põhineb patsiendi sätetel)

Insulin Sensitivity Setting (mg/dl/U või mmol/l/U) (Insuliinitundlikkuse säte): 1 ühiku insuliini poolt põhjustatud glükoosi langus (põhineb patsiendi sätetel)

Correction Bolus (U) (Parandusboolus (ühikud)): kõrge glükoositaseme korrigeerimiseks kasutatud insuliin (toiduboolus + parandusboolus = soovitatud boolus)

Active Insulin (U) (Aktiivne insuliin (ühikud)): edastatud boolusinsuliin, mis ei ole veel absorbeeritud

Bolus Events	
Bolus Event	1
Time	5:52 AM
Bolus Type	Normal
Delivered Bolus Norm (U)	1.9
+ Square Portion (U, h:mm)	--
Recommended Bolus (U)	1.9
Difference (U)	--
Carbs (g)	37
Carb Ratio Setting (g/U)	20
Food Bolus (U)	1.9
BG (mg/dL)	148
BG Target Setting (mg/dL)	80 - 180
Insulin Sensitivity Setting (mg/dL/U)	40
Correction Bolus (U)	--
Active Insulin (U)	--

Statistics (Statistika)

Statistika tabeli teave, olles kombineeritud muude aruandeonjektidega, annab võimaluse patsiendi tegevuse võrdlemiseks erinevate aruandeperioodide ajal ning tuvastab kohad, mis nõuavad edasist uurimist.

Esimeses kahes veerus on määratud päeva üksikasjalik statistika ja keskmised. Viimases kahes veerus on üksikasjad kogu aruandeperioodi kohta.

Statistikatabelis hallatava teavet kirjeldatakse allpool.

Avg BG (mg/dl või mmol/l) (Keskmine vereglükoos): kõigi saadud seadme glükoosiväärtuste keskmine

BG Readings (Vereglükoosi lugemid): glükomeetri väärtuste koguarv

Readings Above Target (Lugemid sihtväärtuses kõrgemal): sihtväärtusest kõrgemal olevate glükomeetri väärtuste koguarv

Readings Below Target (Lugemid sihtväärtuses madalamal): sihtväärtusest madalamal olevate glükomeetri väärtuste koguarv

Avg Sensor Gluc. (mg/dl või mmol/l) (Keskmine anduri glükoos): kõigi saadud anduri glükoosiväärtuste keskmine ning standardhälve

Avg. AUC >140 (mg/dL) or Avg AUC >7,77 (mmol/L) või Avg AUC >7,77 (mmol/L) (Keskmine AUC suurem kui 3,88 mmol/l): keskmine hüperglükeemia näit (väärtus põhineb patsiendi sihtvahemikul)

Avg. AUC <70 (mg/dL) (Keskmine AUC väiksem kui 70 mg/dl) või Avg AUC <3,88 (mmol/L) (Keskmine AUC väiksem kui 3,88 mmol/l): keskmine hüpoglükeemia näit (väärtus põhineb patsiendi sihtvahemikul)

Daily Carbs (g) (Päevane süsivesikute tarbimine (g)): süsivesikute tarbimine päevas kokku

Carbs/Bolus Insulin (g/U) (Süsivesikud/insuliin boolusena (g/ühik):
(Süsivesikud/insuliin boolusena (g/ühik): keskmine süsivesikute tarbimine süstitud boolusinsuliini ühiku kohta

Total Daily Insulin (U) (Päevane insuliin kokku (ühik)): keskmine kogu kasutatud basaali- ja boolusinsuliinist

Daily Basal (Päeva basaali): keskmine päevane basaaliinsuliin (ühik ja päeva koguinsuliini protsent)

Daily Bolus (Päeva boolus): keskmine päevane boolusinsuliin (ühik ja päeva koguinsuliini protsent)

Primes (Eeltäitmised): pumba eeltäitmiste arv ning eeltäitmiseks kasutatud insuliiniühikute arv

Statistics	11/15		11/15	12/12
Avg BG (mg/dL)	163		152 ± 54	
BG Readings	6		138	5.4/day
Readings Above Target	4	67%	82	59%
Readings Below Target	—	0%	12	9%
Sensor Avg (mg/dL)	--		157 ± 53	
Avg AUC > 140 (mg/dL)	—	—	31.4	10d 9h
Avg AUC < 70 (mg/dL)	—	—	0.4	10d 9h
Daily Carbs (g)	259		331 ± 92	
Carbs/Bolus Insulin (g/U)	17		18	
Total Daily Insulin (U)	33.1		36.3 ± 5.4	
Daily Basal (U)	17.6	53%	17.6	49%
Daily Bolus (U)	15.5	47%	18.6	51%
Primes	—	—	7	9.9U

MÄRKUS. Kui Bolus Wizardi funktsioon toimus, kuid sellest tulenev boolus tühistati enne edastamist, peegeldab antud tabel Bolus Wizardi sündmuseid, mitte booluseid.