

Airport information



I wear a required medical device prescribed by my physician.

Medtronic

TARJETA DE EMERGENCIA MÉDICA



Soy portador de un dispositivo médico prescrito por mi médico.

Medtronic

Airport security

- Because travel rules are subject to change, it is advisable to check with the Transportation Safety Administration (TSA) before traveling. TSA information is found at <http://www.tsa.gov/travel/specialprocedures> or by calling 1-866-289-9673.
- The pump **must not** go through the x-ray machine that is used for carry-on or checked luggage.
- The full body scanner is also a form of x-ray. Remove the insulin pump and disconnect the infusion set at the insertion site before going through the full body scanner. If continuous glucose monitoring (CGM) is used, remove the sensor and transmitter before the scan.
- To avoid removing the devices, request an alternative screening process that does not use x-ray.
- The insulin pump, infusion set, reservoir, and CGM system can withstand exposure to airport metal detectors used at airport security checkpoints.

In flight

The insulin pump, infusion set, reservoir, and CGM system are suitable for use in aircraft. When flying in an aircraft, it is important to keep the pump connected to the body and check glucose levels frequently.

Patient information

Name:
Address:
Country:
Phone number (include country code):

Medical device information

Medical device type:
Device serial number:

© 2023 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

En caso de emergencia, póngase en contacto con

Nombre del médico:
Número de teléfono:
Contacto en caso de emergencia:
Número de teléfono:

Tengo diabetes

Si mi comportamiento es extraño (como si estuviese en estado de embriaguez) o estoy inconsciente, puede ser porque mi nivel de glucosa en sangre es peligrosamente bajo.

No estoy en estado de embriaguez. Solicite ayuda médica

Si estoy consciente y puedo tragar, deme algún alimento que contenga azúcar (por ejemplo: zumo, un caramelo o un refresco que no sea light). No intente darme comida o bebida si estoy inconsciente.

Profesionales sanitarios

Llevo una bomba de insulina.

- La bomba administra insulina de acción rápida a una velocidad constante.
 - Pulse cualquier botón para activar la bomba.
- Para detener la infusión de insulina en la bomba:
 - En la pantalla de inicio, pulse ^ para ir a la pantalla de estado.
 - Pulse Ⓞ hasta **Susp. toda la infusión**.
 - Pulse > para resaltar **Sí**.
 - Pulse Ⓞ para suspender toda la infusión de insulina.
- **No** extraiga la pila de la bomba de insulina.
- **No** retire la bomba de insulina sin consentimiento médico.
- Si la bomba de insulina emite una alarma, siga las instrucciones de la pantalla de la bomba o póngase en contacto con el representante del servicio técnico local de Medtronic en el 1-800-646-4633 para obtener más ayuda.

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325 USA
1800 646 4633
+1 818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

Rx Only

M013765C002_1

Información para los aeropuertos



Soy portador de un dispositivo médico prescrito por mi médico.

Medtronic

MEDICAL EMERGENCY CARD



I wear a required medical device prescribed by my physician.

Medtronic

Seguridad en aeropuertos

- Dado que las normas para viajar están sujetas a cambios, se recomienda consultar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos antes de su viaje. La información de la TSA está disponible en <http://www.tsa.gov/travel/specialprocedures> o llamando al 1-866-289-9673.
- La bomba de insulina **no debe** pasar por las máquinas de rayos X que se utilizan para escanear el equipaje de mano o facturado.
- El escáner corporal también es una forma de rayos X. Quítese la bomba de insulina y desconecte el equipo de infusión del lugar de inserción antes de pasar por el escáner de cuerpo completo. Si utiliza la monitorización continua de glucosa (MCG), quítese el sensor y el transmisor antes de pasar por el escáner.
- Para evitar tener que quitarse los dispositivos, solicite un proceso alternativo de inspección que no use rayos X.
- La bomba de insulina, el equipo de infusión, el reservorio y el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) pueden resistir la exposición a los detectores de metales que se utilizan en los controles de seguridad de los aeropuertos.

En el avión

La bomba de insulina, el equipo de infusión, el reservorio y el sistema de MCG son aptos para su uso en aviones. Cuando viaje en avión, es importante que mantenga conectada la bomba de insulina a su cuerpo y que compruebe su nivel de glucosa con frecuencia.

Información del paciente

Nombre:

Dirección:

País:

Número de teléfono (con el prefijo del país):

Información sobre el dispositivo médico

Tipo de dispositivo médico:

Número de serie del dispositivo:

In an emergency, please contact

Physician name:

Phone number:

Emergency contact:

Phone number:

I have diabetes

If my behavior is peculiar, if I appear intoxicated, or if I am unconscious, it may be a result of severe low blood sugar.

I am not intoxicated Call for medical assistance

If I am awake and able to swallow, give me a source of sugar (for example: juice, candy, or non-diet soft drink). Do not try to give me food or drink if I am unconscious.

Healthcare professionals

I wear an insulin pump.

- The pump delivers rapid-acting insulin at a constant rate.
 - Press any button to wake the pump.
- To stop insulin delivery on the pump:
 - From the home screen, press ^ to go to the status screen.
 - Press Ⓞ to **Suspend All Delivery**.
 - Press > to highlight **Yes**.
 - Press Ⓞ to suspend all insulin delivery.
- **Do not** remove the pump battery.
- **Do not** remove the pump without medical consent.
- If the pump sounds an alarm, follow the instructions on the pump screen or contact a local Medtronic support representative for further assistance at 1-800-646-4633.